



Vías Aéreas



Cánulas Desechables Tipo Guedel



GUEDEL CODIFICACIÓN DE COLORES

- Codificación de colores
- Cánula suave
- Protección antimordisco integrada
- Desechable
- Sin látex - Polietileno
- Bolsas individuales, No Estéril

JUEGO DE CÁNULAS CON CODIFICACIÓN DE COLORES

- Ideales para Cartillas de Reanimación
- Bolsas individuales, No Estéril

Diseñadas y fabricadas conforme a la norma ANSI para cánulas orofaríngeas.



CÁNULAS SUAVES GUEDEL DE COLORES

- PVC
- Suave y transparente
- Bolsas individuales, No Estéril
- Sin látex

JUEGO DE CÁNULAS CON CODIFICACIÓN DE COLORES

- Ideales para Cartillas de Reanimación
- Bolsas individuales, No Estéril

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CAJA
1-1504-40	00	Neonatal, 40mm	Rosado	10
1-1504-50	0	Infantil, 50mm	Azul	10
1-1504-60	1	Niño ch., 60mm	Negro	10
1-1504-70	2	Niño gde., 70mm	Negro	10
1-1504-80	3	Adulto ch., 80mm	Verde	10
1-1504-90	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	10
1-1504-99	5	Adulto Grande, 100mm	Rojo	10
1-1504-11	6	Adulto XGrande, 110mm	Naranja	10
1-1505-40	00	Neonatal, 40mm	Rosado	50
1-1505-50	0	Infantil, 50mm	Azul	50
1-1505-60	1	Niño ch., 60mm	Negro	50
1-1505-70	2	Niño gde., 70mm	Blanco	50
1-1505-80	3	Adulto ch., 80mm	Verde	50
1-1505-90	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	50
1-1505-99	5	Adulto Grande, 100mm	Rojo	50
1-1505-11	6	Adulto XGrande, 110mm	Naranja	50

JUEGO DE CÁNULAS CON CODIFICACIÓN DE COLORES			
1-1504-00	Un juego con tamaños: 50, 60, 70, 80, 90, y 100mm	1 Juego	

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CAJA
1-5010-30	000	Prematuro, 30mm	Transparente	10
1-5010-20	00	Neonatal, 40mm	Rosado	10
1-5010-10	0	Infantil, 50mm	Azul	10
1-5010-01	1	Niño ch., 60mm	Negro	10
1-5010-02	2	Niño gde., 70mm	Blanco	10
1-5010-03	3	Adulto ch., 80mm	Verde	10
1-5010-04	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	10
1-5010-05	5	Adulto Grande, 100mm	Rojo	10
1-5010-06	6	Adulto X Grande, 110mm	Naranja	10
1-1521-30	000	Prematuro, 30mm	Transparente	50
1-1521-20	00	Neonatal, 40mm	Rosado	50
1-1521-00	0	Infantil, 50mm	Azul	50
1-1521-01	1	Niño ch., 60mm	Negro	50
1-1521-02	2	Niño gde., 70mm	Blanco	50
1-1521-03	3	Adulto ch., 80mm	Verde	50
1-1521-04	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	50
1-1521-05	5	Adulto Grande, 100mm	Rojo	50
1-1521-06	6	Adulto X Grande, 110mm	Naranja	50

JUEGO DE CÁNULAS CON CODIFICACIÓN DE COLORES CAJA			
1-5010-98	Un juego con tamaños: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110mm	1	



Vías Aéreas



Cánulas Tipo Guedel, Williams y Berman Desechables



GUEDEL TRADICIONAL

- Tamaño marcado para rápida identificación
- Sin látex - Polietileno



ENTUBADOR DE CÁNULA WILLIAMS

El entubador de cánula de color rosa es el indicado para usarse como:

- Una cánula orofaríngea
- Un medio para intubar la tráquea
- Una guía para la colocación del broncoscopio de fibra óptica
- Cánula desechable
- Protección antimordisco integrada



BERMAN CODIFICACIÓN DE COLORES

- Codificación de colores para rápida identificación
- Sin látex - Polietileno
- Con ventilación
- Embalaje individual y desechable

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CAJA
1-1501-50	0	Infantil, 50mm	Azul	10
1-1501-60	1	Niño ch., 60mm	Negro	10
1-1501-70	2	Niño gde., 70mm	Blanco	10
1-1501-80	3	Adulto ch., 80mm	Verde	10
1-1501-90	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	10
1-1501-99	5	Adulto gde., 100mm	Rojo	10
1-1500-50	0	Infantil, 50mm	Azul	50
1-1500-60	1	Niño ch., 60mm	Negro	50
1-1500-70	2	Niño gde., 70mm	Blanco	50
1-1500-80	3	Adulto ch., 80mm	Verde	50
1-1500-90	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	50
1-1500-99	5	Adulto gde., 100mm	Rojo	50

JUEGO DE CÁNULAS DESECHABLES GUEDEL	CAJA
1-1501-00	Un juego con tamaños: 50, 60, 70, 80, 90, y 100mm 1 Juego

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA
1-1503-09	9cm	Adulto, hembra	10
1-1503-10	10cm	Adulto, macho	10

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CAJA
1-1508-40	00	Neonatal, 40mm	Rosado	10
1-1508-50	0	Infantil, 50mm	Azul	10
1-1508-60	1	Niño ch., 60mm	Negro	10
1-1508-70	2	Niño gde., 70mm	Blanco	10
1-1508-80	3	Adulto ch., 80mm	Verde	10
1-1508-90	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	10
1-1508-99	5	Adulto gde., 100mm	Rojo	10
1-1508-11	6	Adulto X Grande, 110mm	Naranja	10
1-1506-40	00	Neonatal, 40mm	Rosado	50
1-1506-50	0	Infantil, 50mm	Azul	50
1-1506-60	1	Niño ch., 60mm	Negro	50
1-1506-70	2	Niño gde., 70mm	Blanco	50
1-1506-80	3	Adulto ch., 80mm	Verde	50
1-1506-90	4	Adulto med., 90mm	Amarillo	50
1-1506-99	5	Adulto gde., 100mm	Rojo	50
1-1506-11	6	Adulto X Grande, 110mm	Naranja	50

JUEGO DE CÁNULAS DESECHABLES BERMAN	CAJA
1-1508-00	Un juego con tamaños: 10 Juegos con cánulas de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110mm 10 Juegos



Vías Aéreas



Cánulas Nasofaríngeas - Sin Látex



ESTILO ROBERTAZZI

Las Cánulas Nasofaríngeas sin Látex tienen las mismas características de la popular cánula "Azul de Látex", con su sensación de suavidad y flexibilidad.

- Sin látex
- Suaves - no dañan el conducto nasal
- Flexibles
- Resistentes a los golpes o retorcimientos
- Elásticas
- Nueve tamaños disponibles: 20 FR a 36FR
- Estériles
- De la mejor calidad
- Desechables

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA
1-5075-20	20FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-22	22FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-24	24FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-26	26FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-28	28FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-30	30FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-32	32FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-34	34FR	Cánula Estilo Robertazzi	10
1-5075-36	36FR	Cánula Estilo Robertazzi	10

JUEGOS NASOFRÍNGEOS - ESTÉRILE SIN LÁTEX - DESECHABLE			CAJA
1-5075-04	Tamaños 20, 24, 28, 32FR con lubricante estéril		caja 4
1-5075-06	Tamaños 22, 24, 26, 28, 30, 32FR con lubricante estéril		caja 6
1-5075-09	Tamaños 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 FR con lubricante estéril		caja 9



CÁNULA AJUSTABLE

- Brida ajustable
- 13 tamaños, 12 FR a 36 FR
- Sin látex
- Estéril
- Desechable

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA
1-5072-12	12FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-14	14FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-16	16FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-18	18FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-20	20FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-22	22FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-24	24FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-26	26FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-28	28FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-30	30FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-32	32FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-34	34FR	Cánula de Brida Ajustable	10
1-5072-36	36FR	Cánula de Brida Ajustable	10



Vías Aéreas



Cánulas Nasofaríngeas "Azules" Estilo Robertazzi Originales

ROBERTAZZI "AZUL "

CARACTERÍSTICAS

- Nueve tamaños disponibles: 20FR a 36FR
- Estériles
- De la mejor calidad
- Con superficie lisa para una fácil inserción
- Con el tamaño preciso
- Suaves - reducen la incomodidad en el conducto nasal
- Flexibles
- Resistentes a golpes o retorcimientos
- Elásticas
- Procesadas para reducir la proteína del látex.



UN COMENTARIO ACERCA DE LAS CÁNULAS NASOFARÍNGEAS DE LÁTEX

Sun•Med Healthcare se complace en anunciar que nuestros tubos "Azules" nasofaríngeos de látex originales han sido mejorados a través de un exclusivo proceso de fabricación. Sus nueve tamaños se diseñaron con una superficie sumamente suave para brindarle comodidad al paciente y ofrecer una inserción y retiro sencillo y fácil. A fin de reducir las proteínas indeseables, se utilizó un procedimiento patentado de tres etapas previo a la esterilización de este producto, con el cual se remueve la proteína antihigiénica que es propia de todo látex natural.

PRUEBA I: ASTM D 5712 (LOWRY) - TOTAL DE PROTEÍNAS

Se realizó una prueba de Ensayo Lowry a nuestros tubos nasofaríngeos para conocer el total de proteínas, dando por resultado un total de las mismas de menos de 50ug/g.

PRUEBA II: ASTM D 64499-00 (ELISA) - PROTEÍNAS ANTIHIGIÉNICAS

La más reciente y más específica prueba Elisa usada para determinar el nivel de las proteínas antihigiénicas demostró que nuestros tubos nasofaríngeos tienen menos de 0.6ug/g de proteínas antihigiénicas. Los análisis anteriores se llevaron a cabo en el Instituto Guthrie de Investigaciones, con certificación para Sun•Med Healthcare por parte del Akron Rubber Laboratory Inc. Los resultados tanto del Ensayo Lowry como de la prueba Elisa están disponibles a petición.

CAT#	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	CAJA
1-5076-20	20FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-22	22FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-24	24FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-26	26FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-28	28FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-30	30FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-32	32FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-34	34FR	"Azul" - Estéril	10
1-5076-36	36FR	"Azul" - Estéril	10

JUEGOS NASOFARÍNGEOS ESTÉRILES ROBERTAZZI "AZULES"		
1-5076-04	Tamaños 20, 24, 28, 32FR con lubricante estéril.	caja 4
1-5076-06	Tamaños 22, 24, 26, 28, 30, 32FR con lubricante estéril	caja 6
1-5076-09	Tamaños 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 FR con lubricante estéril	caja 9



Vías Aéreas



Tubos Endotraqueales



CAT#	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	I.D.	CAJA
MURPHY SIN BALÓN				
1-7330-20	Sin Balón	8FR	2.0mm	10
1-7330-25	Sin Balón	10FR	2.5mm	10
1-7330-30	Sin Balón	12FR	3.0mm	10
1-7330-35	Sin Balón	14FR	3.5mm	10
1-7330-40	Sin Balón	16FR	4.0mm	10
1-7330-45	Sin Balón	18FR	4.5mm	10
1-7330-50	Sin Balón	20FR	5.0mm	10
1-7330-55	Sin Balón	22FR	5.5mm	10

CAT#	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	I.D.	CAJA
MURPHY CON BALÓN				
1-7333-40	Con Balón	16FR	4.0mm	10
1-7333-45	Con Balón	18FR	4.5mm	10
1-7333-50	Con Balón	20FR	5.0mm	10
1-7333-55	Con Balón	22FR	5.5mm	10
1-7333-60	Con Balón	24FR	6.0mm	10
1-7333-65	Con Balón	26FR	6.5mm	10
1-7333-70	Con Balón	28FR	7.0mm	10
1-7333-75	Con Balón	30FR	7.5mm	10
1-7333-80	Con Balón	32FR	8.0mm	10
1-7333-85	Con Balón	34FR	8.5mm	10
1-7333-90	Con Balón	36FR	9.0mm	10
1-7333-95	Con Balón	38FR	9.5mm	10
1-7333-10	Con Balón	40FR	10.0mm	10

TUBOS ENDOTRAQUEALES

- Para uso oral y nasal
- Disponible con y sin balón
- Económico, estéril y desechable
- Radiopaco
- Punta suave para reducir el trauma durante intubación
- Balón de alto volumen y baja presión
- Standard conector de 15mm con cada tubo
- Sin látex
- Hechos de PVC flexible y transparente



Vías Aéreas



Tubos Endotraqueales con Estilete

CAT#	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	I.D.	CAJA
1-7343-40	Con Balón	16FR	4.0mm	10
1-7343-45	Con Balón	18FR	4.5mm	10
1-7343-50	Con Balón	20FR	5.0mm	10
1-7343-55	Con Balón	22FR	5.5mm	10
1-7343-60	Con Balón	24FR	6.0mm	10
1-7343-65	Con Balón	26FR	6.5mm	10
1-7343-70	Con Balón	28FR	7.0mm	10
1-7343-75	Con Balón	30FR	7.5mm	10
1-7343-80	Con Balón	32FR	8.0mm	10
1-7343-85	Con Balón	34FR	8.5mm	10
1-7343-90	Con Balón	36FR	9.0mm	10
1-7343-95	Con Balón	38FR	9.5mm	10
1-7343-10	Con Balón	40FR	10.0mm	10



TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESTILETE

- Conveniente - estilete incluido con el tubo
- El superficie del estilete tiene un tratamiento para prevenir fricción
- Economico, estérile, desechable, y sin látex
- Radiopaco
- Punta suave para reducir el trauma durante intubación
- Alto volumen y baja presión

JERINGA DE BULBO ESTILO HANDY

- Rapidamente Infla y desinfla
- Seguro - sin jeringas
- Sin Látex
- Chiquito, pequeño operar con una mano



CAT#	DESCRIPCIÓN	CAJA
4-0101-00	Jeringa de bulbo estilo Handy (solamente el bulbo)	10